



Alte Röntgenschrürzen wie neu

Von *gefa*

Erstellt am 29 Apr 2013 - 09:18

Grafchaft-Gelsdorf – Die Kunstlederbezüge von Röntgenschrürzen werden mit der Zeit unansehnlich, das Material wird brüchig und kann sich verfärben. Der Hygiene-Spezialist GEFA Hygiene-Systeme hat nun eine sichere und einfache Methode entwickelt, alte Röntgenschrürzen wieder top aussehen zu lassen.

Dazu wird der Ring zur Befestigung am Körper heraus gezogen und ein maßgearbeiteter Überhang über die eigentliche Schrürze gezogen, der unten mit einem Klettverschluss verschlossen wird. Durch Öffnungen oben kann der Bügel anschließend wieder eingeschoben werden – schon sieht die Schrürze wieder sauber und gepflegt aus.

Als Bezugsmaterial wird GEFATEX® verwendet, dass sogar für die besonders kleinen Noroviren undurchlässig ist. Das seit vielen Jahren bewährte High-Tech-Gewebe ist einfach wischdesinfizierbar. Da der Überzug mit wenigen Handgriffen entfernt ist, kann er auch gut gewaschen werden, GEFATEX® ist kochfest.

Im Rahmen eines Tests in der Röntgenabteilung einer namhaften Klinik waren die Rückmeldungen ausschließlich positiv, sodass der Hersteller nunmehr das Produkt für den Markt freigegeben hat.

GEFATEX® gibt es in sechs verschiedenen Farben. Wünschen nach Sonderformen und Einzelanfertigungen entspricht der Anbieter GEFA Hygiene-Systeme gerne, da er über eine eigene Produktion am Ort verfügt. Weitere Informationen im Internet unter www.gefatex.de [1].

- [Gesundheit und Vorsorge](#)

Quellen URL (aufgerufen am 31 Dez 2020 - 08:17): <http://www.medkom24.eu/node/17645>

Links:

[1] <http://www.gefatex.de>